

Botella lavaojos de solución salina de 200ml en una riñonera para transporte

Referencia : 016.308.64



- Suero fisiológico a donde vayas
- Solución de suero fisiológico estéril al 0,9%. Al ser una sustancia neutra y compatible con el organismo, arrastra polvo, suciedad, limaduras o astillas en ojos y cortes en la piel, sin causar escozor ni irritación. La copa se adapta a la órbita del ojo para mantener los párpados abiertos.

Su diseño *User-Friendly* permite romper el precinto y abrir la botella con un solo giro de muñeca. Pero atención: si la sustancia en el ojo es corrosiva, la solución salina no es el primer paso.

Para un lavado seguro, primero se debe aplicar la solución de pH neutro (**038.587.82**), que ayuda equilibrar el pH del ojo. Solo después de este primer paso, la solución salina estéril al 0,9% será la encargada de limpiar y aliviar la zona de forma natural, sin causar irritaciones.

A pesar de que te recomendaremos siempre la solución para los dos ojos, llevarlo en su funda protege la copa ocular contra el polvo, grasa, rozaduras o suciedad. Es perfecto para que los trabajadores lo lleven siempre encima enganchado a su cinturón o pantalón.

- Marcado CE / UNE-EN 15154-4 / ISO 13485 / Reglamento Europeo (UE) 2017/745 (MDR)
- **Acondicionamiento** : 1 bolsa - 1 frasco de 200 mL.

Características técnicas :

- Características :
 - Capacidad (ml): 200
 - Temperatura de almacenamiento: 5°C - 40°C
 - Botellas desechables; no reutilizar

- Productos con marcado CE y con fecha de caducidad aproximada de 3,5 años