

Botella lavaojos de solución salina de 1 litro con copa ocular DUO

Referencia : 038.587.74



Lavaojos - recarga de solución de enjuague ocular con espátulas y 1 litro de capacidad para limpiar los dos ojos simultáneamente

Protege la visión de tus empleados

El dolor y el estrés en una emergencia ocular exigen una respuesta rápida y efectiva. Utilizar un frasco para un solo ojo sería como tener que elegir entre mamá o papá. ¿Qué ojo sacrificas? El personal necesita actuar de inmediato, y abrir dos frascos individuales cuando apenas pueden ver es impracticable.

Pero atención: si la sustancia en el ojo es corrosiva, la solución salina no es el primer paso. Para un lavado eficaz, primero se debe aplicar la solución neutralizante de corrosivos (pH neutral), que ayuda a restablecer el equilibrio del ojo. Solo después de este primer paso, la solución salina estéril al 0,9% será la encargada de limpiar y aliviar la zona de forma natural, sin causar irritaciones. Las copas con espátulas facilitan la apertura de los párpados, permitiendo una limpieza rápida y cómoda.

Durante el lavado del ojo, el líquido del enjuague se evacua en el lateral de la copa. Tenlo siempre a mano en tu botiquín o estación de primeros auxilios y pon a salvo la visión de tus compañeros de trabajo.

Normas / certificaciones: En cumplimiento con la normativa CE y UNE EN 15154-4

Presentación: 1 botella de 1 litro

Características técnicas

Capacidad (ml)	1000
Contenido	Cloruro sodio estéril 0,9%
Temperatura de almacenamiento	5°C - 40°C
Botellas desechables; no reutilizar	
Productos marcados CE con fecha de caducidad aproximada de 3 años	