

Maletín con ventana transparente para 1 frasco de solución salina y 1 pH Neutral

Referencia : 459.093.86



- Maletín de intervención para corrosivos
- Este maletín no solo actúa como armario que protege el material médico del polvo y la suciedad industrial, sino que funciona como rescate que se desengancha de la pared en un solo movimiento para llevar el auxilio hasta el operario afectado.
- Viene equipada con el tratamiento en dos pasos más efectivo, una botella de pH Neutral (Fosfato al 4.9%) para detener de inmediato las quemaduras por ácidos o bases, y una botella de cloruro sódico al 0.9% para culminar el lavado o arrastrar partículas de suciedad.

Con ventana transparente que permite a los técnicos de prevención monitorizar las fechas de caducidad y el estado en un solo vistazo. Se suministra con su soporte de pared, juego de tornillería y el plan de actuación protocolario con espejo.

- En cumplimiento con la normativa EN 15154-4

Características técnicas :

- Características :
 - Capacidad solución salina (ml): 500
 - Capacidad solución neutralizante (ml): 200
 - Temperatura de almacenamiento: 5°C - 40°C
 - Botellas desechables; no reutilizar
 - Productos marcados CE con fecha de caducidad aproximada de 3 años